



Gel limpiador profesional











Sus ingredientes han sido seleccionados y testados para cuidar al máximo tus vinilos.

Instrucciones

Dosis Recomendada (por cara)

Disco 12" (LP): **14 - 16 ml** Disco 10": **10 - 11 ml**

Disco 7" (Single): **5 - 6 ml**1) Agitar ligeramente antes de utilizar. Usando la jeringa, dosificar la

2) Con la ayuda de un dedo o una espátula de silicona y haciendo una ligera presión, distribuir el gel con movimientos circulares y de forma homogénea por la superficie del disco excepto en el filo y la etiqueta central. Colocar un trozo de papel de 4x1 cm, la mitad dentro del disco sobre el líquido y la otra mitad fuera. No utilizar cartón o cartulina.

cantidad adecuada en forma de zigzag por la superficie del vinilo.

- 3) Dejar el disco en horizontal. Después de varios minutos el líquido se auto nivelará. No tocar el líquido si han pasado más de 15 minutos desde la aplicación. Dejar secar de 4 a 6 horas a 23°C en interiores. El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y dosis. En días húmedos y fríos el secado requiere más tiempo.
- 4) Comprobar que el film está completamente seco, entonces tirar lentamente del papel para retirar el film que debe ser extraído de una sola pieza. En caso de que queden pequeños hilos en el filo del vinilo, hacer una bola con el film y frote con ella los residuos para eliminarlos.



Ingredientes: Dos polímeros sintéticos, surfactantes no-iónicos, humectantes, agente antiestático, detergente, conservante, colorante y agua.

Los utensilios de trabajo pueden lavarse con agua. Conservar bien cerrado en su envase original en un lugar fresco y alejado de la luz solar. Manipular con precaución, contiene compuestos químicos.



No usar en discos de Shellac de 78 rpm





